


## BIOSŸNEX

Thermomètre digital



Veuxillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le thermomètre pour la première fois et les conserver en lieu sûr. Ce produit a été conçu pour mesurer la température du corps humain.

#### MODE D'EMPLOI

Avant de l'utiliser, veuillez désinfecter la sonde. Pour l'allumer, appuyez sur le bouton ON/OFF, l'appareil procède à un autocontrôle, un bip est émis lorsque le test est réalisé. Quand les lettres «Lo» et «Ca» clignotent à l'écran, le thermomètre est prêt à l'emploi. Pendant la lecture, la température mesurée s'affiche et se fige dès qu'une température précise est atteinte. Un bip sonore est alors émis 4 fois et le symbole « C » cesse de clignoter. Néanmoins, veuillez noter que ce thermomètre est un thermomètre à maximum, c'est-à-dire que la température affichée peut augmenter légèrement si la prise de température se poursuit après le bip sonore. Après la prise de température, veuillez éteindre le thermomètre en appuyant sur le bouton ON/OFF. Après avoir affiché la température à l'écran, le thermomètre s'éteindra automatiquement au bout de 5 minutes.

#### FONCTION DE MÉMOIRE

Allumez le thermomètre. Un court bip sonore est émis. La dernière valeur de lecture en «C» sera automatiquement affichée à l'écran pendant environ 2 secondes. La lecture n'est écrasée que si une nouvelle valeur de température est enregistrée.

#### MÉTHODES DE PRISE DE TEMPÉRATURE

La lecture de la température corporelle dépend de l'endroit où elle est réalisée. L'endroit de prise de température doit toujours être précisé en vue de garantir une lecture de température correcte.

#### Dans le rectum (rectale).

C'est la méthode la plus précise du point de vue médical, car la température prise est plus proche de la température corporelle interne. L'embout du thermomètre est inséré soigneusement dans le rectum sur 2 cm au maximum. Le temps de prise de température habituel est d'environ 40 à 60 secondes.

#### Sous le bras (axillaire).

La pose du thermomètre sous le bras donne une mesure de la température en surface qui peut varier de 0,5 °C à 1,5 °C par rapport à la lecture de température rectale, chez les adultes. Le temps de prise de température pour cette méthode est de 80 à 120 secondes.

#### Dans la bouche (orale).

La température orale est de 0,3 °C à 0,8 °C inférieure à la température rectale.

Placez l'embout du thermomètre de la base de la langue. Le temps de prise de température est de 50 à 70 secondes.

#### NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

La meilleure façon de nettoyer l'embout du thermomètre consiste à utiliser un désinfectant (par exemple de l'alcool éthylique à 70 %) à l'aide d'un chiffon humide. Le thermomètre est waterproof et peut être plongé dans un liquide ou de l'eau tiède pour un nettoyage et une désinfection en profondeur.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne mettez pas le dispositif en contact avec l'eau chaude
- N'exposez pas le thermomètre à des températures élevées ou ne le mettez pas directement au soleil.
- Ne laissez pas tomber le thermomètre. Il n'est résistant ni aux chocs, ni aux impacts.
- Ne pas modifier cet appareil sans l'autorisation du fabricant.
- Ne pliez pas ou n'ouvrez pas le dispositif (excepté le compartiment à pile)
- Ne nettoyez pas le thermomètre avec des diluants, à l'essence ou au benzène. Ne le nettoyez qu'avec de l'eau ou un désinfectant.
- Ne plongez pas les thermomètres waterproof dans plus de 15 cm d'eau, pendant plus de 30 minutes.
- Le thermomètre contient de petites pièces (piles, compartiment à pile) que les enfants peuvent avaler. Ne laissez donc pas le thermomètre dans les mains des enfants sans surveillance.
- Évitez de courber l'embout du thermomètre de plus de 45 degrés.
- Si la température ambiante est supérieure à 35 °C, trempez l'embout du thermomètre dans de l'eau froide pendant 5 à 10 secondes avant de prendre la température.
- Toute fièvre persistante, en particulier chez les enfants, doit être traitée par un médecin -veuillez contacter votre médecin traitant.
- Ne pas utiliser à proximité de champ électromagnétique fort. Gardez-le éloigné de tout système radio et de téléphones mobiles.

#### REMPLACEMENT DE LA PILE

La pile est usée et doit être remplacée si le symbole de pile « ▲ » ou « g » apparaît à droite de l'écran. Retirez le couvercle du compartiment de la pile, remplacez-la par une pile du même type (de préférence sans mercure) et remettez le couvercle en place. Nous vous conseillons de retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.

- Type: Thermomètre à maximum • Gamme de mesures: (32,0 °C - 42,9 °C)
- Précision des mesures : +/- 0,1 ° (35,5 °C - 42,0 °C), +/- 0,2 ° (32,0 °C - 35,5 °C)
- Température de stockage/transport: (-25 °C - 55 °C), ≤ 95 % RH
- Température ambiante pendant l'utilisation: (5 °C - 35 °C), ≤ 80 % RH
- Échelle min.: 0,1 °C • Type de pile: Pile au manganèse alcaline, type LR41, 1,5 V
- Durée de vie minimum des piles : 100 heures en service continu • Poids : 10 g


Ce thermomètre a été initialement étalonné en usine.

#### GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou abusive ne sont pas couverts par cette garantie. La pile et l'emballage sont exclus de la garantie.

## BIOSŸNEX

Digital Thermometer



Please read the instructions carefully before using the thermometer for the first time, and keep these in a safe place. This product is intended for the measurement of human body temperature.

#### OPERATING INSTRUCTIONS

Before using, please disinfect the probe at first. To switch on, press the ON/OFF button next to the display; a short beep will sound, indicating that the thermometer is operational. At the same time the thermometer runs a self-check test, during which all the digital segments appear on the LCD.

During the reading, the current temperature is displayed continuously and the " C " or " F " symbol flashes. The measurement is completed when a constant temperature value has been reached. The temperature value is considered constant when the temperature rises less than 0.1 C within 4 seconds. As soon as the constant temperature value is reached, a beep will sound four times, and the " C " or " F " symbol will stop flashing. The highest temperature measured appears on the LCD. However, please note that this thermometer is a maximum thermometer, i.e. the displayed temperature can increase slightly if measurement continues after the beep. When the measurement is completed, please switch the thermometer off by pressing the ON/OFF button. After the temperature has been displayed, the thermometer will shut off automatically after 10 minutes.

#### MEMORY FUNCTION

Switch the thermometer off, then press the ON/OFF button for about 2 seconds. The last measured value with " C " or " F " will appear automatically on the LCD. This display is visible as long as the ON/OFF button is held down. The reading is only over-written when a new temperature value is recorded.

#### METHODS OF MEASURING TEMPERATURE

It is important to remember that the body temperature reading depends on the site where it is measured. For this reason, the measurement site must always be specified in order to ensure that a correct temper ature reading is recorded.

#### In the rectum(rectal)

This is the most accurate method from a medical point of view, because it comes closest to the core body temperature. The thermometer tip is inser ted carefully into the rectum for a maximum of 2 cm. The usual measuring time is approximately 40 to 60 seconds.

#### Under the arm(axillary)

Placing the thermometer in the armpit provides a measurement of surface temper ature that can fluctuate by around 0.5 C to 1.5 C from rectal temperature readings in adults. The usual measuring time for this method is approximately 50 to 70 seconds.

#### In the mouth(oral)

As a gener alrule, the oral temperature is 0.3 C to 0.8 C lower than the rectal temperature. To ensure that reading is as accurate as possible, place the thermometer tip to the left or right of the root of th e tongue. Place the thermometer tip under the tongue in one of the two heat pockets at the back, keep the mouth closed during the reading and breathe evenly through the nose. The usual measuring time is approximately 15 to 19 seconds.

#### CLEANING AND DISINFECTION

The best way to clean the thermometer tip is by applying a disinfectant (e.g. 70% ethyl alcohol) with a damp cloth. It should be disinfected before each use The Waterproof ther mometers can be immersed in liquid or lukewarm water for thorough cleaning and disinfection, but the Not Waterproof ther mometers can not be allowed.

#### SAFETY PRECAUTIONS

- Do not allow the device to come into contact with hot water.
- Do not expose to high temperatures or direct sunlight.
- Do not drop the thermometer. It is neither shock-proof nor impact-resistant.
- Do not modify this device without authorization of manufacturer
- Do not clean with thinners, petrol or benzene! •Only clean with water or disinfectant.
- Do not immerse the Waterproof thermometers under water 15cm for longer than 30 minutes..
- The thermometer contains small parts (battery, battery compartment) which can be swallowed by children. For this reason, do not leave the thermometer unattended in the hands of children.
- Avoid bending the Non-Flexible thermometer tip.
- Flexible thermometer, avoid bending the tip by more than 45 degrees
- If the ambient temperatu re is over 35 C or 95 F, dip the thermometer tip in cold water for approx.
- 5 to 10 seconds prior to measuring the temperature.
- Persistent fever, in particular in children, has to be treated by a doctor- please get in touch with your doctor!
- Do not use near strong electromagnetic fields, i.e. keep it away from any radio systems and mobile phones.

#### BATTERY REPLACEMENT

The battery is empty and needs replacing when the « ▲ » or « g » battery symbol appears on the right of the LCD. Remove the battery cover and replace it with a battery (preferably non-mercury) of the same type.

We advise you to remove the batteries if the device is not going to be used for a longer period of time.

- Type: maximum thermometer •Measurement range: (32.0– 42.9)°C
- Others:(32.0– 42.9)°C •Measurement accuracy: +/- 0.1° C(35.5° C–42.0° C)
- +/-0.2° C(for the remaining measurement range) •Storage/transportation temperature: (-25–55)°C<95%RH
- Ambient temperature during use: (5–35)°C<80%RH
- Ambient temperature during use: (5–35)°C<80%RH •Min Scale: 0.1° C
- Battery type: •Alkaline manganese battery, type LR41, 1.5V/or CR 1220, 3V
- service life minimum 100 hours under continuous operation.
- Weight •Approx. 10g •Shelf life: 3 years

This thermometer is initially calibrated at the time of manufacture.


#### WARRANTY

This product is warranty for 2 year from the date of leave factory. Damage resulting from incorrec t use or abuse is not covered by the warranty. Battery and packaging are excluded from the warranty. Claims beyond this, including claims for damages, are excluded. If you find that the thermometer is defective and not in good function, please firstly check the battery before sending in for repair. The manufacturer will make available on request circuit diagrams, component part lists, descriptions, calibration instructions, or other information that will assist service personnel to repair those parts of device.e tongue. The thermometer tip must have constant contact with the tissue during the reading and be

# 27.5\*15MM

## BIOSŸNEX

Thermometer digital



Lees voor het eerste gebruik de instructies zorgvuldig en bewaar deze op een veilige plaats. Dit product is ontworpen om de temperatuur van het menselijk lichaam te meten.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

Désinfecteer de thermometer voor gebruik. Druk op de knop ON/OFF om de thermometer aan te zetten. Het apparaat voert nu een zelftest uit. Er klinkt een piep wanneer deze test voltooid.

Tijdens het opnemen wordt de gemeten temperatuur weergegeven in het scherm en zodra de precieze temperatuur is bereikt verandert de waarde niet meer. Er klinkt vervolgens een pieptoon en het symbool 'C' stoppt met knipperen. Houd er echter rekening mee dat deze thermometer een maximaalelement heeft, dat betekent dat de weergegeven temperatuur iets kan stijgen als de temperatuurmeting doorgaat na de pieptoon. Dit geldt in het bijzonder voor metingen onder de oksel, wanneer een temperatuurwaarde dichtbij de interne lichaamstemperatuur wordt geregistreerd. Raadpleeg in dat geval de beschrijving onder het hoofdstuk "Meetmethoden". Na het opnemen van de temperatuur schakelt u de thermometer uit door op de knop ON/OFF te drukken. Na ongeveer 5 minuten na het opnemen van de temperatuur schakelt de thermometer automatisch uit.

#### GEHEUGENFUNCTIE

Zet de thermometer aan. U hoort nu een korte pieptoon. De laatste meetwaarde in °C wordt automatisch gedurende ongeveer 2 seconden op het display weergegeven. Deze meetwaarde wordt alleen overschreven als een nieuwe temperatuurwaarde wordt vastgelegd.

#### MEETMETHODEN

De gemeten lichaamstemperatuur kan per locatie waar wordt gemeten verschillen. Om een correcte temperatuurmeting te garanderen moet de locatie van de temperatuurmeting altijd in aanmerking worden genomen.

#### In de anus (rectaal)

Vanuit medische oogpunt is dit de meest nauwkeurige methode, omdat de temperatuur die wordt gemeten het dichtst bij de interne lichaamstemperatuur ligt. Bij deze methode wordt de thermometer voorzichtig ongeveer 2 cm in de anus ingebracht. Het duurt ongeveer 40 tot 60 seconden om de temperatuur te bepalen.

#### Onder de oksel (axillair)

Het plaatsen van de thermometer onder de oksel geeft een meting van de oppervlaktetemperatuur weer. Deze kan bij volwassenen 0,5 °C tot 1,5 °C afwijken ten opzichte van de rectale meting. Bij deze methode duurt het ongeveer 80 tot 120 seconden om de temperatuur te bepalen.

#### In de mond (oraal)

De mond bestaat uit verschillende temperatuurzones. Gemiddeld is de orale temperatuur 0,3 °C tot 0,8 °C lager dan de rectale temperatuur. Om ervoor te zorgen dat de temperatuuropname zo nauwkeurig mogelijk is, plaatst u de thermometer links of rechts onder de tong. De thermometer moet zo ver mogelijk achterin de mond onder de tong worden geplaatst.

Bij het opnemen moet de temperatuursensor voortdurend in contact zijn met het tongweefsel. De mond dient gesloten te worden gehouden en de ademhaling via de neus moet regelmatig zijn. Niet eten en drinken voor het opnemen van de temperatuur. Het duurt ongeveer 50 tot 70 seconden om de temperatuur te bepalen.

#### REINIGEN EN DESINFECTEREN

De beste manier om de voorzijde van de thermometer te reinigen, is deze af te nemen met een vochtige doek met ontsmettingsmiddel (bijv. 70% desinfectiealcohol). De thermometer is waterdicht en kan worden ondergedompeld in een vloeistof of lauwwarm water voor grondige reiniging en desinfectie.

#### VOORZORGSMAATREGELEN

- Breng de thermometer niet met heet water in contact.
- Stel de thermometer niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Laat de thermometer niet vallen. Hij is niet bestand tegen schokken of stoten.
- Breng geen wijzigingen aan dit apparaat aan zonder toestemming van de fabrikant.
- Buig het apparaat niet en open het niet (m.u.v. het batterijvak).
- Reinig de thermometer niet met verdunningsmiddelen, benzine of benzene. Alleen reinigen met water of een desinfectant.
- Houd de waterdichte thermometer niet dieper dan 15 cm en langer dan 30 minuten onder water. • De thermometer bevat kleine onderdelen (batterijen, klempe van het batterijvak) die door kinderen kunnen worden ingeslikt. Houd de thermometer daarom buiten bereik van kinderen.

• Buig de voorzijde van de thermometer niet meer dan 45 graden. • Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 35 °C, dompel de voorzijde van de thermometer dan gedurende 5 tot 10 seconden in koud water voordat u de temperatuur opneemt. • In het geval van aanhoudende koorts, vooral bij kinderen, moet de temperatuur worden opgenomen met een arts. • Gebruik de thermometer niet in de buurt van een sterk elektromagnetisch veld. Houd de thermometer uit de buurt van radiosystemen en mobiele telefoons.

#### BATTERIJEN VERVANGEN

De batterij is leeg en moet worden vervangen als het batterijymbool « ▲ » of « b » aan de rechterkant op het display verschijnt. Verwijder het klempe van het batterijvak, vervang de batterij door een hetzelfde type (bij voorkeur kwikvrij) en plaats het klempe terug. Het tek en '+' naar boven en het tek en '-' naar onder. We raden aan de batterijen te verwijderen als de thermometer gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

- Type: maximale thermometer • Meetbereik: (32,0 °C - 42,9 °C)

- Nauwkeurigheid van metingen
- +/- 0,1 ° (35,5 °C - 42,0 °C)
- +/- 0,2 ° (32,0 °C - 35,5 °C)

- Opslag / transporttemperatuur: (-25 °C - 55 °C), ≤ 95% **RV** • Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: (5 ° C - 35 ° C), ≤ 80% RH • Min schaal: 0,1 ° C • **B**atterijtype: Alkalische manganbatterij, type LR41, 1,5 V
- Minimale levensduur van de batterij: 100 uur in continu gebruik • Gewicht: ongeveer 10 g


Deze thermometer is gekalibreerd bij productie.

#### GARANTIE

De garantietermijn is 2 jaar na datum van aankoop. Schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik valt niet onder deze garantie. Batterij en verpakking zijn uitgesloten van de garantie. Alle andere claims, waaronder schadeclaims, zijn uitgesloten van de garantie. Indien u van mening bent dat de thermometer niet goed functioneert, controleer dan eerst de batterij voordat u hem naar het servicecentrum stuurt.

## BIOSŸNEX

Thermometer messpitze



Lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Thermometer zum ersten Mal verwenden und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Dieses Produkt wurde zur Messung der Temperatur des menschlichen Körpers hergestellt.

#### GEBRAUCHSANLEITUNG

Vor dem Gebrauch die Sonde desinfizieren. Zum Einschalten auf die EIN/AUS-Taste drücken. Die Vorrichtung nimmt eine Selbstkontrolle vor. Es ertönt ein Signalton, sobald der Test abgeschlossen wurde. Die jeweils gemessene Temperatur wird während des Messvorgangs angezeigt. Wurde die genaue Temperatur gemessen, wird diese angezeigt. Es ertönt 4 Mal ein Signalton und das Symbol "C" hört auf zu blinken. Nichtsdestotrotz weisen wir Sie darauf hin, dass dieses Thermometer ein Maximum-Thermometer ist, was bedeutet, dass sich die angezeigte Temperatur leicht erhöhen kann, wenn die Temperaturmessung nach Erörten des Signaltons fortgesetzt wird. Dies gilt insbesondere für die axilläre Temperaturmessung, wenn ein Temperaturwert gespeichert wird, der in etwa der Körpertemperatur entspricht. Ist dies der Fall, lesen Sie bitte die Beschreibung des Kapitels mit dem Titel "Temperaturmessmethoden". Bitte schalten Sie das Thermometer nach der Messung aus, indem Sie auf die EIN/AUS-Taste drücken. Das Thermometer schaltet sich innerhalb von 5 Minuten nach Erscheinen der Temperaturanzeige automatisch aus.

#### MEMORY-FUNKTION

Thermometer einschalten. Es ertönt ein kurzer Signalton. Auf dem Display wird automatisch etwa 2 Sekunden lang der letzte Messwert in °C angezeigt. Dieser wird erst dann überschrieben, wenn ein neuer Temperaturwert gespeichert wird.

#### TEMPERATURMESSMETHODEN

Die Anzeige der menschlichen Temperatur hängt von der Stelle ab, an der die Messung durchgeführt wird. Die Stelle, wo die Temperatur gemessen wird, muss immer angegeben werden, damit ein korrekte Temperaturanzeige gewährleistet bleibt.

#### In Rektum (rektale Messung)

Dies ist aus medizinischer Sicht die genaueste Messmethode, da die gemessene Temperatur der Körnerinnentemperatur am nächsten kommt. Die Messspitze des Thermometers wird vorsichtig maximal 2 cm in das Rektum eingeführt. Die übliche Messdauer beträgt ca. 40 bis 60 Sekunden.

Unter dem Arm (axilläre Messung). Wird die Temperatur mit dem Thermometer unter dem Arm gemessen, wird eine Messung der Oberflächentemperatur durchgeführt, die bei Erwachsenen um 0,5 °C bis 1,5 °C im Vergleich zur Temperaturanzeige bei einer rektalen Messung variieren kann. Bei dieser Messmethode wird die Temperatur üblicherweise zwischen 80 und 120 Sekunden lang gemessen.

#### Im Mund (orale Messung)

Im Allgemeinen ist die sublinguale Temperatur zwischen 0,3 °C und 0,8 °C niedriger als die rektale Temperatur. Um eine möglichst präzise Temperaturmessung garantieren zu können, legen Sie die Messspitze des Thermometers links oder rechts neben dem Zungengrund. Die Messspitze des Thermometers muss während der Messung permanent mit dem Gewebe in Kontakt bleiben und unter der Zunge in einer der hinteren zwei Wärmestellen platziert werden. Der Mund muss während der Temperaturmessung geschlossen bleiben und es muss regelmäßig durch die Nase geatmet werden. Die übliche Messdauer beträgt i. ca. 50 bis 70 Sekunden.

#### REINIGUNG UND DESINFEKTION

Am besten reinigen Sie die Messspitze des Thermometers mit einem feuchten Tuch, auf das Sie ein Desinfektionsmittel (beispielsweise mit 70% Ethylalkohol) auftragen. Das Thermometer ist wasserdicht und kann zum Zwecke einer gründlichen Reinigung oder Desinfektion in eine Flüssigkeit oder in lauwarmes Wasser eingetaucht werden.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

- Die Vorrichtung nicht mit heißem Wasser in Kontakt bringen.
- Das Thermometer keinen erhöhten Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Das Thermometer nicht fallen lassen. Es ist weder schlag- noch stoßfest.
- Das Gerät nicht ohne die Genehmigung des Herstellers verändern.
- Das Thermometer nicht knicken oder öffnen (außer das Batteriefach)
- Das Thermometer nicht mit Lösungsmitteln auf Benzin- oder Benzolbasis reinigen. Ausschließlich mit Wasser oder mit einem Desinfektionsmittel reinigen.
- Die wasserdichten Thermometer höchstens 15 cm und nicht länger als 30 Minuten in Wasser eintauchen.
- Das Thermometer umfasst Kleinteile (Batterien, Batteriefach), die die Kinder verschlucken können. Kinder beim Handieren mit dem Thermometer nie ohne Aufsicht lassen.
- Die Messspitze des Thermometers nicht mehr als 45 Grad verbiegen.
- Beträgt die Raumtemperatur mehr als 35 °C, die Messspitze des Thermometers 5 bis 10 Sekunden lang in kaltes Wasser tauchen, bevor Sie die Temperatur messen.
- Jedes anhaltende Fieber, insbesondere bei Kindern, muss von einem Arzt behandelt werden. Bitte kontaktieren Sie den behandelnden Arzt.

#### AUSTAUSCHEN DER BATTERIE

Die Batterie ist leer und muss ausgetauscht werden, wenn das Symbol « ▲ » oder « b »rechts auf dem Display erscheint. Die Abdeckung vom Batteriefach entfernen, eine Batterie desselben Typs einsetzen (vorzugsweise ohne Quecksilber) und die Abdeckung wieder anbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Batterien herauszunehmen, wenn das Thermometer lange Zeit nicht verwendet wird. • Typ: Maximum-Thermometer • Messbereiche: (32,0 °C - 42,9 °C) • Messgenauigkeit

- +/- 0,1 ° (35,5 °C - 42,0 °C) • +/- 0,2 ° (32,0 °C - 35,5 °C)
- Lager-/Transporttemperatur (-25 °C - 55 °C), ≤ 95 % RH
- Umgebungstemperatur während der Messung: (5 °C - 35 °C), ≤ 80 % RH
- Min.: 0,1 °C • Batterytype: Alkali-Mangan-Batterie des Typs LR41, 1,5 V
- Mindestlebensdauer der Batterien: 100 Stunden im Dauerbetrieb. • Gewicht: ca. 10 g

#### RICHTLINIEN UND GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie für medizinische Geräte 93/42/EWG und trägt das CE-Kennzeichen. Das Thermometer erfüllt ebenfalls die Anforderungen der Spezifikationen der Europäischen Norm EN12470-3: 2000 für medizinische Messgeräte - Teil 3: Elektronische Kompakthermometer (extrapoliert oder nicht) mit Maxima-Funktion. Die CE-Kennzeichnung gibt an, dass es sich um ein medizinisches Gerät handelt, das eine Messfunktion im gesetzlich festgelegten Sinne in Bezug auf medizinische Vorrichtungen aufweist und dass dieses Produkt einer Konformitätskontrolle unterzogen wurde. Eine kompetente Behörde bestätigt, dass dieses Produkt sämtliche relevanten Vorschriften erfüllt. Dieses Thermometer wurde werkseitig eingestellt.

#### GARANTIE

Die Garantie für dieses Produkt gilt 2 Jahre, gerechnet ab dem Kaufdatum. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die auf eine unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung zurückzuführen sind. Batterien und Verpackung sind von der Garantie ausgenommen. Sämtliche sonstigen Klagen, einschließlich Klagen auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen. Ist das Thermometer Ihrer Meinung nach mangelhaft oder defekt, kontrollieren Sie bitte zuerst die Batterien, bevor Sie es an den Reparaturservice senden.

#### LEXIQUE DES SYMBOLES/ SYMBOL DEFINITIONS/ERKLÄRUNG DER SYMBOLE/VERKLARING VAN SYMBOLEN/VYSVĚTLÉNÍ SYMBOŮ

**⏻** OU **⏻** La pile est usée/battery is empty/Batterie ist leer/batterij is leeg/Baterije je vybitá



Consignes relatives à l'élimination des appareils électroniques/Product disposal instructions for electronic devices/Vorschriften für die Entsorgung elektronischer Geräte/Verwijderingsinstructie voor elektronische apparaten/Pokyny pro likvidaci elektronických zařízení



La pile de ce produit est conforme aux exigences de la directive européenne 2006/66/CEE/The battery in this product complies with the requirements stated in European Directives 2006/66/EC/Die Batterie dieses Produkts erfüllt die Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2006/66/EWG/Die batterij van dit product voldoet aan de vereisten van de Europese Richtlijn 2006/66/EG/Batterie tohoto výrobku spl ů je požadavky evropské sm ěnice 2006/66/EHS

**Lo °C:** Température inférieure à 32°C/Temperature under .../Temperatur unter 32°C/Temperatur lager dan 32 °C/Teplota nižší než 32 °C

**Hi °C:** Température supérieure à 42°C/Temperature over .../Temperatur über 42°C/Temperatur hoger dan 42 °C/Teplota vyšší než 42 °C

**⤴** Appareil de type BF/Type BF equipment/Gerät des Typs BF/Apparaat type BF/Zařízení typu BF



Lire attentivement la notice/Read IFU carefully/Die Anleitung sorgfältig durchlesen/Lees de informatie zorgvuldig door/Přečt ě te si pozorn ě tento návod

Classification selon le degré de protection contre la pénétration de l'eau, tel que détaillé dans la CEI 529/Classification according to the degree of protection against ingress of water as detailed in IEC 60529/Einstufung gemäß Schutzart gegen Eindringen von Wasser, wie im Übereinkommen Nr. 529 der Internationalen ElektrotechnischenKommission (IEC) festgelegt/Klassificatie betreffende bescherming tegen indringen van vocht overeenkomstig norm IEC 529/Klasifikace se zam ěn ěm na ochranu p řed poškozen ěm, tel que détaillé dans la CEI 529

**IP22** Conditions de stockage/Storage conditions/Lagerbedingungen/Opslagvoorwaarden/Skladište na such ěm mist ě

Fabricant légal et année de fabrication/Manufactured by/Rechtmātiger Hersteller und Herstellungsjahr/Wettelijke fabrikant en jaar van vervaardiging/Nāzev výrobce

**LOT** Année de fabrication/Year of manufacture/Herstellungsjahr/Jaar van vervaardiging/rok výroby

**REF** Numéro de lot/Lot number/Chargennummer/Batchnummer/Císlo šarže

**REF** Référence/Reference/Referenz/Referentienummer/Reference

</